

## Brugsanvisning

**REF** Foot Extension, 20 x 10  
800-0036

**Udskiftningspude**  
**Foot Extension Pad 508-0090**

### TILSIGTET ANVENDELSE

Fodforlængelse monteres vandret som bordforlængelse eller lodret som fodstøtte, når du bruger omvendt Trendelenburg. De tilsigtede brugere af denne enhed er medicinske fagfolk på hospitaler og kirurgiske centre.



### GENEREL INFORMATION

- Produkt ikke lavet med naturlig gummilatex
- Enhed understøtter 500 lb. (227 kg) proportional patientbelastning (6'4" (193 cm) patient pr. 99% menneskelig kropsmode)
- Produktgaranti dækker produkt fra fabrikationsfejl i en periode på 2 år
- Hvis beskadiget ved forsendelse, skal du ringe til kundeservice på (888) 724-8763 eller (781) 982-7000 for at få autorisationsnummer for returmateriale. Kontakt kundeservice for at få problemer med produktgaranti.
- CE-mærket medicinsk udstyr i henhold til MDR (EU) 2017/745
- Produktet er vedligeholdelsesfrit, kontroller produktets tilstand inden næste brug
- Apparatets levetid er 5 år ved normal brug
- Opbevar enheden mellem -4°F til +86°F (-20°C til 30°C)

### INSTRUKTIONER

Bliv fortrolig med funktionerne i patientpositioneringsenheden inden brug sammen med patienten. Øv altid brugen hos en sygeplejerske, en læge eller en passende frivillig inden klinisk brug.

#### Fastgørelse af fodforlænger til kirurgisk bord

1. Fastgør enkle klemmer P / N 800-0228 (sælges separat) på sideskinnerne
2. Indsæt monteringsstolper i enkle klemmer på begge sider af bordet
3. Drej håndtaget med uret for at stramme klemmerne

#### Afmontering af fodforlængelse fra det kirurgiske bord

1. Drej det enkle klemmehåndtag mod uret for at løsne fodforlængelsen
2. Løft fodforlængeren fra operationsstuen, og opbevar den korrekt

## GENERELLE SPECIFIKATIONER

*Enhedsmål (maksimum)*

- *Længde: 10" +/- 0,5" (25 cm +/- 1 cm)*
- *Bredde: 20" +/- 0,5" (51 cm +/- 1 cm)*
- *Dybde: 3,75" +/- 0,5" (10 cm +/- 1 cm) (med pude)*
- *Enhedsvægt: 5,25 +/- 0,5 lbs. (2,4 kg +/- 0,22 kg)*
- *Fastgøres til skinnen på det kirurgiske bord ved fodsektionen*
- *Installation af en person*

## KOMPONENTOVERSIGT

Foot Extension er forlængelse af operationsstuen eller bruges som fodstøtte. Enkel klemme (sælges separat) krævet til korrekt brug af fodforlænger.

*Se sideskinnens mål nedenfor:*

**US:** 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0228

**Denyer:** 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0228-DEN

**Europa:** 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0228-EU

**Eschmann (UK):** 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0228-UK

**Japan:** 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0228-JPN

**Schweizisk:** 0,394" x 1,181" (10 mm x 30 mm) PN# 800-0228-SWISS

**Udskiftningspude:** Foot Extension Pad 508-0090

## BORTSKAFFELSE

- **Generelt** - Forebygg infektion ved rengøring og desinficering af produktet inden bortskaffelse
- **Emballage** - Bortskaf emballagemateriale via husholdningsaffald i henhold til nationale krav
- SchureMed accepterer brugte eller pensionerede produkter - eller bortskaffes i overensstemmelse med nationale krav



## ADVARSLER OM PRODUKTBRUG

### ADVARSEL!

Maksimal belastning bør ikke overstige passende andel af en patient, der vejer 500 lb. (227 kg). Vær forsigtig med kirurgiske tabeller med lav maksimal belastningskapacitet, for at skinner i tilbehør ikke er overbelastede.



### ADVARSEL!

Fare som følge af forkert brug. Følg brugsanvisningen nøje med dit operativsystem.

**ADVARSEL!** Genbrug ikke enheden, hvis der er tydelige tegn på skade eller funktionelle problemer. Kontakt producenten før genbrug.

## ANBEFALING OM RENGØRING

**Følg de nuværende Association of periOperative Registered Nurses Journal Guidelines for ordentlig rengørings- og desinfektionsprocedurer.**

**ADVARSEL!**

Overhold standarder for blodbårne patogener fra Occupational Safety and Health Administration. Brug anbefalet beskyttelsestøj, handsker, masker og øjenbeskyttelse til at rengøre tilbehør.

**FORSIGTIG**

Læs / følg producentens anvisninger til rengøring af væsker nøje. Brug IKKE rengøringsmidler, der indeholder phenoler.

1. Fjern større forurenende stoffer fra tilbehør med engangsmaterialer. Følg passende procedurer for bortskaffelse af biofarligt affald.
2. Påfør rengøringsvæske på hele tilbehøret og tør det af med en ren, fnugfri klud, indtil al fugt og rengøringsvæske er fjernet fra tilbehøret.
3. Lad tilbehøret tørre

**BRUGERBEMÆRKNING**

Enhver alvorlig hændelse, der har fundet sted i forbindelse med enheden, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og / eller patienten er etableret.

**eIFU Sprogversioner**

For at downloade og udskrive brugsanvisningen skal du gå til [www.schuremed.com](http://www.schuremed.com)

**Symbolordliste**

| Symbol | Titel                                                |
|--------|------------------------------------------------------|
|        | Fabrikant                                            |
|        | Fremstillingsdato                                    |
|        | Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab |
|        | Autoriseret repræsentant i Schweiz                   |
|        | Importør                                             |
|        | Serienummer                                          |
|        | Advarsel                                             |
|        | Medicinsk udstyr                                     |
|        | Unikt enheds-id                                      |
|        | CE-mærkning                                          |



**SchureMed** (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

**Gratis** (888) 724-8763 | **Tlf.:** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**

