

Bruksanvisning

REF Foot Extension, 20 x 10
800-0036

Ersättningskudde
Foot Extension Pad 508-0090

AVSEDD ANVÄNDNING

Innan du använder patientpositioneringsanordningen ska du bekanta dig med dess funktioner. De avsedda användarna av denna enhet är medicinsk personal inom sjukhus och kirurgiska center.



ALLMÄN INFORMATION

- *Produkten innehåller inte naturgummilates*
- *Enheten har stöd för 500 lb. (227 kg) proportionell patientbelastning (6'4" (193 cm) lång patient per 99 % mänsklig kroppsmodell)*
- *Produktgarantin täcker produkten från tillverkningsfel under en period av 2 år*
- *Om skada uppstår vid frakt, kontakta kundtjänst på (888) 724-8763 eller (781) 982-7000 för att erhålla ett RMA-nummer (Return Material Authorization). Kontakta kundtjänst vid ärenden avseende produktgaranti.*
- *CE-märkt medicinsk enhet enligt MDR (EU) 2017/745*
- *Produkten är underhållsfri, kontrollera produktens skick innan nästa användning*
- *Enhetens livslängd är 5 år vid normal användning*
- *Förvara enheten mellan -4°F till +86°F (-20°C till 30°C)*

INSTRUKTIONER

Bekanta dig med funktionerna i patientpositioneringsenheten innan du använder den med en patient. Öva alltid i förväg på en sköterska, läkare eller annan frivillig innan kliniskt bruk.

Montering av fotförlängning på operationsbordet

1. *Sätt fast Simple Clamps P/N 800-0228 (säljs separat) på sidostängerna*
2. *Monteringsstolparna ska sättas in i Simple Clamps på båda sidor av bordet*
3. *Vrid handtaget medurs för att dra åt klämmorna*

Avlägsnande av fotförlängning från operationsbordet

1. *Vrid enkelt klämhandtag moturs för att lossa fotförlängningen*
2. *Lyft fotförlängningen från operationsbordet och förvara den på rätt sätt*

ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

Enhetens dimensioner (max)

- *Längd: 10" +/- 0,5" (25 cm +/- 1 cm)*
- *Bredd: 20" +/- 0,5" (51 cm +/- 1 cm)*
- *Djup: 3,75" +/- 0,5" (10 cm +/- 1 cm) (med dyna)*
- *Enhetens vikt: 5,25 +/- 0,5 lbs. (2,4 kg +/- 0,22 kg)*
- *Fästs på skenan på operationsbordet vid fotpartiet*
- *Monteras av en person*

KOMPONENTÖVERSIKT

Fotförlängningen är en förlängning av operationsbordet eller används som fotstöd. Simple Clamp (säljs separat) krävs för korrekt användning av fotförlängningen.

Se måtten på sidostyren nedan:

US: 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0228

Denyer: 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0228-DEN

Europe: 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0228-EU

Eschmann (UK): 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0228-UK

Japan: 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0228-JPN

Swiss: 0,394" x 1,181" (10 mm x 30 mm) PN# 800-0228-SWISS

Ersättningskudde: Foot Extension Pad 508-0090

BORTSKAFFANDE

- **Allmänt** - Förhindra smitta genom att rengöra och desinficera produkten före bortskaffande
- **Förpackning** - Bortskaffa förpackningsmaterialet via hushållsavfall i enlighet med nationella krav
- **SchureMed** tar emot begagnade eller utgallrade varor och gör sig av med dem i enlighet med nationella bestämmelser.



VARNINGAR FÖR PRODUKTANVÄNDNING

VARNING!

Den maximala belastningen bör inte överstiga en lämplig andel av en patient som väger 500 lbs. (227 kg). Var försiktig med operationsbord med låg maximal belastningskapacitet så att tillbehörsskenorna inte överbelastas.



VARNING! Återanvänd inte enheten vid tydliga tecken på skada eller funktionsproblem. Kontakta tillverkaren före återanvändning.



VARNING!

Risker uppstår vid felaktig användning. Följ noggrant bruksanvisningarna för ditt operationsbordssystem.

RENGÖRINGSREKOMMENDATIONER

För korrekta rengörings- och desinfektionsförfaranden, följ de aktuella riktlinjerna i Associeringen av perioperativa registrerade sjuksköterskor Riktlinjer för journalen.



VARNING!

Följ standarderna för blodburna patogener från Arbetssäkerhets- och hälsoskyddsförvaltningen (Occupational Safety and Health Administration). Använd rekommenderade skyddskläder, handskar, masker och ögonskydd för att rengöra tillbehöret.

FÖRSIKTIGHET

Läs/följ noggrant tillverkarens anvisningar för rengöringsvätskor. Använd INTE rengöringsmedel som innehåller fenoler.

1. Avlägsna större föroreningar från tillbehöret med engångsmaterial. Följ lämpliga rutiner för bortskaffande av biologiskt farligt avfall.
2. Applicera rengöringsvätska generöst på hela tillbehöret och torka av med en ren, luddfri trasa tills all fukt och rengöringsvätska har avlägsnats från tillbehöret.
3. Låt tillbehöret torka

ANVÄNDARANMÄRKNING

Alla allvarliga händelser som har inträffat i samband med enheten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och / eller patienten är etablerad.

eIFU språkversioner

För att ladda ner och skriva ut användarinstruktionerna, gå till www.schuremed.com

Symbolförklaring

Symbol	Titel
	Tillverkare
	Tillverkningsdatum
	Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
	Auktoriserad representant i Schweiz
	Importör
	Serienummer
	Varning
	Medicinsk utrustning
	Unik enhetsidentifierare
	CE-märkning



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Avgiftsfritt (888) 724-8763 | **Tel** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**

