

## Gebruiksaanwijzing

**REF** Foot Extension, 20 x 10  
800-0036

**Vervangende Pad**  
**Foot Extension Pad 508-0090**

### BEOOGD GEBRUIK

Het voetverlengstuk wordt horizontaal gemonteerd als verlengstuk van de tafel of verticaal als voetsteun bij gebruik van de omgekeerde Trendelenburgpositie. De beoogd gebruikers van dit product zijn medische beroepsbeoefenaars in ziekenhuizen en chirurgische klinieken.



### ALGEMENE INFORMATIE

- *Het product is niet vervaardigd met natuurrubberlatex.*
- *Het hulpmiddel ondersteunt een proportionele patiëntbelasting van 500 lbs. (227 kg) (6'4" (193 cm) lange patiënt per 99% menselijk lichaamsmodel).*
- *De productgarantie dekt fabricagefouten van het product gedurende een periode van 2 jaar.*
- *Als er schade is ontstaan tijdens de verzending, bel dan de klantenservice op (888) 724-8763 of (781) 982-7000 voor het verkrijgen van een RMA-nummer (Return Material Authorization; retourzendingsautorisatie). Neem contact op met de klantenservice bij problemen met de productgarantie.*
- *Medisch hulpmiddel met CE-markering overeenkomstig de MDR (EU) 2017/745*
- *Het product is onderhoudsvrij. Controleer de staat van het product voorafgaand aan het volgende gebruik.*
- *Onder normale omstandigheden is de levensduur van het apparaat 5 jaar.*
- *Sla het apparaat op tussen -4 °F tot +86 °F (-20 °C tot 30 °C).*

### INSTRUCTIES

Zorg dat u bekend bent met de kenmerken van het positioneringsapparaat voor patiënten voordat u het bij een patiënt gebruikt. Oefen altijd eerst op een verpleegkundige, arts of geschikte vrijwilliger voorafgaand aan klinisch gebruik.

#### Het voetverlengstuk aan de operatietafel bevestigen

1. *Bevestig de eenvoudige klemmen onderdeelnr. 800-0228 (apart verkrijgbaar) op de zijrails*
2. *Steek de montagepalen in de eenvoudige klemmen aan beide zijden van de tafel*
3. *Draai de handgreep rechtsom om de klemmen vast te draaien.*

#### Het voetverlengstuk van de operatietafel losmaken

1. *Draai de handgreep van de eenvoudige klem linksom om het voetverlengstuk los te maken*
2. *Til het voetverlengstuk omhoog van de operatietafel en sla het op de juiste wijze op.*

## ALGEMENE SPECIFICATIES

*Afmetingen hulpmiddel (maximaal)*

- *Lengte: 10" +/- 0,5" (25 cm +/- 1 cm)*
- *Breedte: 20" +/- 0,5" (51 cm +/- 1 cm)*
- *Diepte: 3,75" +/- 0,5" (10 cm +/- 1 cm) (met kussen)*
- *Gewicht hulpmiddel: 5,25 +/- 0,5 lbs. (2,4 kg +/- 0,22 kg)*
- *Wordt bevestigd aan de rail van de operatietafel bij het voetgedeelte*
- *Installatie door één persoon*

## OVERZICHT VAN ONDERDELEN

Het voetverlengstuk is een verlengstuk van de operatietafel of wordt gebruikt als voetsteun. Eenvoudige klem (apart verkrijgbaar) is vereist voor juist gebruik van het voetverlengstuk.

*Raadpleeg de afmetingen van de zijrails hieronder:*

*VS: 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) onderdeelnr. 800-0228*

*Denyer: 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) onderdeelnr. 800-0228-DEN*

*Europa: 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) onderdeelnr. 800-0228-EU*

*Eschmann (VK): 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) onderdeelnr. 800-0228-UK*

*Japan: 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) onderdeelnr. 800-0228-JPN*

*Zwitserland: 0,394" x 1,181" (10 mm x 30 mm) onderdeelnr. 800-0228-SWISS*

**Vervangende Pad:** Foot Extension Pad 508-0090

## AFVOER

- **Algemeen** - Voorkom infecties door het product te reinigen en te desinfecteren voordat het wordt afgevoerd.
- **Verpakking** - Voer het verpakkingsmateriaal af via het huishoudelijk afval in overeenstemming met de nationale voorschriften.
- SchureMed accepteert gebruikte of verouderde producten terug - of voer het product af in overeenstemming met de nationale voorschriften.



## WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT PRODUCTGEBRUIK

### WAARSCHUWING!

*De maximale belasting mag de toepasselijke verhouding van een patiënt met een gewicht van 500 lbs. (227 kg) niet overschrijden. Zorg ervoor dat de accessoirerails bij operatietafels met een laag maximaal draagvermogen niet overbelast worden.*



**WAARSCHUWING!** *Dit hulpmiddel mag niet hergebruikt worden als er duidelijke tekenen zijn van beschadiging of functionele problemen. Neem contact op met de fabrikant voor het product opnieuw gebruikt wordt.*



### WAARSCHUWING!

*Bij onjuist gebruik ontstaat gevaar. Volg de Gebruiksaanwijzing bij uw operatietafelsysteem nauwkeurig op.*

## AANBEVOLEN REINIGING

*Volg de huidige richtlijnen van het Association of periOperative Registered Nurses Journal (Vereniging van peri-operatieve geregistreerde verpleegkundigen) voor de juiste reinigings- en desinfectieprocedures.*



### **WAARSCHUWING!**

Houd u zich aan de OSHA-normen (Occupational Safety and Health Administration) voor door bloed overgedragen pathogenen. Maak bij het reinigen van accessoires gebruik van de aanbevolen beschermende kleding, handschoenen, maskers en oogbescherming.

### **LET OP**

**Lees de aanwijzingen van de fabrikant voor het reinigen van vloeistoffen nauwkeurig en volg deze nauwkeurig op. Gebruik GEEN reinigingsmiddelen die fenolen bevatten.**

1. Verwijder grove verontreinigingen uit accessoires met behulp van wegwerpmaterialen. Volg de toepasselijke procedures met betrekking tot de afvoer van biologisch gevaarlijk afval.
2. Breng royaal reinigingsvloeistof aan op het gehele accessoire en veeg het af met een schone, pluisvrije doek totdat het accessoire vrij is van al het vocht en de reinigingsvloeistof.
3. Laat het accessoire drogen.

### **KENNISGEVING VOOR DE GEBRUIKER**

Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot het hulpmiddel, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en / of patiënt is gevestigd.

### **eIFU Taalversies**

Download en print de Gebruiksaanwijzingen via [www.schuremed.com](http://www.schuremed.com)

### **Symbolenlijst**

| Symbool                                                                             | Titel                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | Fabrikant                                                   |
|  | Datum van vervaardiging                                     |
|  | Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap |
|  | Geautoriseerde vertegenwoordiger in Zwitserland             |
|  | Importeur                                                   |
|  | Serienummer                                                 |
|  | Waarschuwing                                                |
|  | Medisch apparaat                                            |
|  | Unieke apparaat-ID                                          |
|  | CE-markering                                                |



**SchureMed** (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

**Gratis** +1-888-724-8763 | **T** +1-781-982-7000 | **Fax** +1-781-982-7001 | **orders@schuremed.com**

